

Universal- / Post-OP- Schuh

Art. Nr. 583
 HMV-Nr. 31.03.03.4xxx

Universalschuh mit stabiler Sohle und mittelharter Schaumstoffauflage

Der Universal-/Post-OP-Schuh überzeugt durch einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften und ist auch bei großen Verbänden sehr gut tragbar. Durch die Klettverschlüsse lässt sich der Schuh mühelos anpassen.

Zehenschutz als Zubehör erhältlich.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


Indikation

- nach Hallux Valgus
- Frakturen der Zehen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel

Wirkungsweise

- druckentlastend, stoßhemmend

Maßnahmen



L = Sohlenlänge

Materialhinweise

Nylon
 elastisch
 luftdurchlässig (kein Schwitzen)
 hautfreundlich
 pflegeleicht
 latexfrei

Größentabelle

Universal-/PostOP-Schuh

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Schuhgröße	32 - 35	35 - 38	38 - 41	41 - 44	44 - 47
Länge (L) in cm	22,5	24,4	26,3	28,6	30,5