



# Bandagen und Orthesen

für Kinder und Erwachsene

Produktkatalog Ausgabe 2018



# INHALT

**kids** Erwachsene



## HALS

Cervicare .....	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cervicare plus .....	7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cervicare stabil ohne Trachea .....	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cervicare stabil mit Trachea .....	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## SCHULTER

Claviflex anatomisch .....	12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claviflex gerade .....	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deltacare SFO .....	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gilchristbandage .....	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deltacare plus .....	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deltacare women .....	17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deltacare Kissen .....	18	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Deltaflex .....	19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## ELLBOGEN

Epicare plus .....	22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ellcare classic .....	23	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ellcare flex .....	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Epicare .....	25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## HAND

Carpfix plus .....	28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manucare plus .....	29	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carpus classic plus .....	30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Carpus stabil plus .....	31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polli classic .....	32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polli stabil plus .....	33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## FINGER

Pollifix .....	36	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fingerfix .....	37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stacksche Fingerschiene .....	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stacksche Fingerschiene - Starter-Kit .....	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger .....	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger – Starter Kit .....	38	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fingersplint U-Form .....	39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fingersplint Froschklemme .....	40	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fingersplint Baseballfinger .....	41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**RÜCKEN**

Lumbocare basic .....	44	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lumbocare basic plus .....	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**KNIE**

Inocare Knieschiene .....	48	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helpcare .....	49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helpcare super .....	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provicare .....	51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provicare plus .....	52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Provicare senior .....	53	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genocare plus .....	54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genocare ROM .....	55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixcare 0° .....	56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixcare 10° .....	56	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fixcare 20° .....	56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Patellacare .....	57	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fourcare basic .....	58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fourcare classic .....	59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**UNTERSCHENKEL**

Kinder-Walker .....	62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Walker classic / Walker classic low .....	63	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Walker One Piece .....	64	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Walker ROM .....	65	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Walker air .....	66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Walker ROM air .....	67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**SPRUNGGELENK**

Castcare .....	70	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Malleocare plus .....	71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**FUSS**

Universal-Kindersandale .....	74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Universal-Kinderschuh .....	74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorfußentlastungsschuh .....	75	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Universal-/Post-OP-Schuh .....	76	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gipsverbandsschuh .....	77	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





# HALS



Erwachsene

**Cervicare**

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Klettverschluss

**S. 6****Cervicare plus**

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Klettverschluss, verstärkte Ausführung

**S. 7****Cervicare stabil ohne Trachea**

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit besonders guter Stabilisierung ohne Trachea-Öffnung

**S. 8****Cervicare stabil mit Trachea**

Anatomisch geformte Cervicalstütze mit besonders guter Stabilisierung mit Trachea-Öffnung

**S. 9**

# Cervicare

Art. Nr. 111

HMV-Nr. 23.12.03.0031

PZN vorhanden

## Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Klettverschluss

Die Cervicalstütze besteht aus einem weichen Schaumstoffkern und einem fixierten Überzug aus 100% Baumwolle. Sie ist somit besonders hautfreundlich. Für einen höheren Tragekomfort verfügt die Cervicare über eine Kinnaussparung. Ein Klettverschluss sorgt für ein müheloses Anlegen der Stütze.

Farbe wie abgebildet, wobei das rückseitige Klettband bei den Kindergrößen farblich variiert (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene


### Indikation

- Schmerzzustände nach Traumata
- akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Verletzung der HWS ohne knöcherne oder diskoligamentäre Beteiligung
- degenerativ bedingte HWS-Beschwerden
- akuter muskulärer Schiefhals

### Wirkungsweise

- Einschränkung der Reklination und Seitenneigung
- Entlastung der Halswirbelsäule

### Maßnahmen



**Blick geradeaus**

**U = Halsumfang**

**H = Kinnhöhe**

(von Kinnspitze bis Sternoclaviculagelenk)

### Materialhinweise

**Schaumstoff mit Baumwollüberzug**  
Kern aus weichem Schaumstoffmaterial  
Überzug aus 100% Baumwolle  
hautfreundlich  
latexfrei

### Größentabelle Cervicare



Erwachsene

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Umfang (U) in cm	21 - 25	25 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 46	46 - 50	50 - 54
Höhe (H) in cm	4 oder 6			8 oder 10					

## Cervicare plus

Art. Nr. 112  
 HMV-Nr. 23.12.03.1021  
 PZN vorhanden

### Anatomisch geformte Cervicalstütze mit Klettverschluss, verstärkte Ausführung

Die Cervicalstütze besteht aus einem weichen Schaumstoffkern und einem fixierten Überzug aus 100% Baumwolle. Sie ist somit besonders hautfreundlich. Eine zusätzliche Naht sorgt für weitere Verstärkung. Für einen höheren Tragekomfort verfügt die Cervicare über eine Kinnaussparung. Ein Klettverschluss sorgt für ein müheloses Anlegen der Stütze.

Farbe wie abgebildet, wobei das Klettband bei den Kindergrößen farblich variiert (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene


#### Indikation

- Schmerzzustände nach Traumata
- akutes oder chronisches Cervicalsyndrom
- Verletzung der HWS ohne knöcherne oder diskoligamentäre Beteiligung
- degenerativ bedingte HWS-Beschwerden
- rheumatischer Schiefhals
- akuter muskulärer Schiefhals
- nach HWS-Operation

#### Wirkungsweise

- Bewegungseinschränkung bei Schmerzen
- Einschränkung der Reklination und Seitenneigung
- Entlastung und Stabilisierung der Halswirbelsäule

#### Maßnahmen



**Blick geradeaus**  
**U = Halsumfang**  
**H = Kinnhöhe**  
 (von Kinnspitze bis Sternoclaviculagelenk)

#### Materialhinweise

**Schaumstoff mit Baumwollüberzug**  
 Kern aus weichem Schaumstoffmaterial  
 Überzug aus 100% Baumwolle  
 hautfreundlich  
 latexfrei

#### Größentabelle Cervicare plus



Erwachsene

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Umfang (U) in cm	21 - 25	25 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 46	46 - 50	50 - 54
Höhe (H) in cm	4 oder 6			8 oder 10					

## Cervicare stabil ohne Trachea

Art. Nr. 122  
 HMV-Nr. 23.12.03.2xxx

**Anatomisch geformte Cervicalstütze mit besonders guter Stabilisierung durch zwei unflexible Kunststoffhalbschalen**

Kinnauflage und Hinterkopfstütze sorgen für einen angenehmen und sicheren Halt. Die Cervicalstütze ist ohne Tracheaöffnung.

Farbe wie abgebildet.

Baumwollüberzüge als Zubehör erhältlich.



Kinder

### Indikation

- bei Verdacht auf knöchernerne Wirbelsäulenverletzung
- nach Wirbelsäulenoperation

### Wirkungsweise

- totale Fixierung der Halswirbelsäule

### Maßnahmen



**Blick geradeaus**

**U = Halsumfang**

**H = Kinnhöhe**

(von Kinnspitze bis Sternoclaviculagelenk)

### Materialhinweise

#### Stützendes Schalenmaterial aus Kunststoff

stabilisierend und anpassungsfähig  
 hautfreundlich  
 pflegeleicht  
 latexfrei

### Größentabelle

Cervicare stabil ohne Trachea 

Größe	XXS	XS
Umfang (U) in cm	23 - 26	26 - 29
Höhe (H) in cm	5 bzw. 6,5	



# Cervicare stabil mit Trachea

Art. Nr. 121

HMV-Nr. 23.12.03.2xxx

## Anatomisch geformte Cervicalstütze mit besonders guter Stabilisierung mit Tracheaöffnung

Die beiden unflexiblen Kunststoffhalbschalen mit Kinnauflage und Hinterkopfstütze sorgen für einen angenehmen und sicheren Halt.

Farbe wie abgebildet.

Baumwollüberzüge als Zubehör erhältlich.



Erwachsene

### Indikation

- bei Verdacht auf knöchernen Wirbelsäulenverletzung
- nach Wirbelsäulenoperation

### Wirkungsweise

- totale Fixierung der Halswirbelsäule

### Maßnahmen



**Blick geradeaus**

**U = Halsumfang**

**H = Kinnhöhe**

(von Kinnspitze bis Sternoclaviculagelenk)

### Materialhinweise

#### Stützendes Schalenmaterial aus Kunststoff

stabilisierend und anpassungsfähig  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
latexfrei

### Erhältliches Zubehör

Baumwollüberzug

### Größentabelle

Cervicare stabil mit Trachea Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	25 - 31	31 - 38	38 - 45	45 - 53
Höhe (H) in cm	6, 8, 11 oder 13			



# SCHULTER

**kids** Erwachsene

	<p><b>Claviflex anatomisch</b> Claviculabandage in anatomischer Ausführung</p> <p>S. 12</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>Claviflex gerade</b> Claviculabandage in gerader Ausführung</p> <p>S. 13</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Deltacare SFO</b> Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit frei positionierbaren Armfixierungen</p> <p>S. 14</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Gilchristbandage</b> Wiederanlegbare Schulter-Arm-Orthese</p> <p>S. 15</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Deltacare plus</b> Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit nach vorne zu öffnender Unterarmtasche</p> <p>S. 16</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Deltacare women</b> Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit drehbarer Oberarmschlinge</p> <p>S. 17</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Deltacare Kissen</b> Leibgurt mit anatomisch geformtem Tailenkissen, 15°-Abduktionskeil und Daumenloch</p> <p>S. 18</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Deltaflex</b> Stabile Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks</p> <p>S. 19</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Claviflex anatomisch

Art. Nr. 232

HMV-Nr. 05.09.02.0026

### Claviculabandage in anatomischer Ausführung

Bandage in Form eines Rucksackverbands, auch Tornisterverband genannt, zur Stabilisierung und Ruhigstellung der Schulterhaltung bei Schlüsselbeinbrüchen.

Bei der anatomischen Variante sind die Gurte unter den Achseln anatomisch geformt und sind für Kinder daher angenehmer zu tragen.

Die Gurte können an vier Punkten justiert werden.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder


### Indikation

- Claviculafraktur

### Wirkungsweise

- Fixierung nach Fraktur
- Einsatz bei Haltungskorrekturen

### Maßnahmen



**U = Brustumfang**  
Brustumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

Größentabelle  
Claviflex anatomisch



Größe	XXXS	XXS	XS
Umfang (U) in cm	bis 40	40 - 50	50 - 70



# Claviflex gerade

Art. Nr. 231  
 HMV-Nr. 05.09.02.0026

## Claviculabandage in gerader Ausführung

Bandage in Form eines Rucksackverbands, auch Tornisterverband genannt, zur Stabilisierung und Ruhigstellung der Schulterhaltung bei Schlüsselbeinbrüchen.

Die Justierung der Gurte erfolgt an zwei Punkten.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene


### Indikation

- Claviculafraktur

### Wirkungsweise

- Fixierung nach Fraktur
- Einsatz bei Haltungskorrekturen

### Maßnahmen



**U = Brustumfang**  
 Brustumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

Größentabelle  
 Claviflex gerade



Erwachsene

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang (U) in cm	bis 40	40 - 50	50 - 70	50 - 70	70 - 105	105 - 125	125 - 140	140 - 155



## Deltacare SFO

Art. Nr. 209

HMV-Nr. 23.09.01.0084

### Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit frei positionierbaren Armfixierungen

Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese bestehend aus einem Rumpfgurt und drei Armfixierungen. Oberarm-, Unterarm- und Handfixierungen sind entsprechend der medizinisch erforderlichen Versorgungssituation frei positionierbar.




#### Indikation

- AC-Gelenksverletzung
- Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen sowie Fraktur des Oberarms
- Schulterblattfraktur
- Tendinitis der langen Bizeps-Sehne
- Supraspinatussyndrom
- Bursitis acromialis
- Luxation bzw. Luxationsbruch
- subcapitale Humerusfraktur
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- kalzifizierende Rotatorenmanschetten
- postoperative Regenerationsunterstützung

#### Wirkungsweise

- Fixierung bzw. Ruhigstellung des Schulter-, Oberarm- und Ellbogenbereiches

#### Maßnahmen



**U = Brustumfang**  
Brustumfang wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

#### Erhältliches Zubehör

Schultergurt

#### Größentabelle Deltacare SFO

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	bis 40	40 - 70	71 - 100	101 - 130	131 - 155

# Gilchristbandage

Art. Nr. 241

HMV-Nr. 23.09.01.0029

## Wiederanlegbare Schulter-Arm-Orthese

Orthese zur gleichzeitigen Ruhigstellung von Arm und Schulter.

Der Winkel des Arms kann mit flexiblen Klettverschlüssen eingestellt werden. Frei bewegliche Hand trotz Ruhigstellung des Ellbogens.

Kindergrößen mit farbigen Klettstreifen, Farbe nicht wählbar.  
Erwachsenengrößen wie abgebildet.

**kids** + Erwachsene




### Indikation

- AC-Gelenksverletzung
- Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen sowie Fraktur des Oberarms
- Schulterblattfraktur
- Tendinitis der langen Bizeps-Sehne
- Supraspinatussyndrom
- Bursitis acromialis
- Luxation bzw. Luxationsbruch
- subcapitale Humerusfraktur
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- kalzifizierende Rotatorenmanschetten
- postoperative Regenerationsunterstützung

### Wirkungsweise

- Fixierung bzw. Ruhigstellung des Schulter- und Ellbogenbereichs

### Maßnahmen



**L = Armlänge**



**U = Umfang des Oberarms**

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

Größentabelle  
Gilchristbandage

**kids**

Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge (L) in cm	30 - 38	33 - 44	45 - 52	52 - 66	54 - 70	56 - 76	56 - 78
Umfang (U) in cm	14 - 28	14 - 28	25 - 32	28 - 36	34 - 40	38 - 48	42 - 54

# Deltacare plus

Art. Nr. 212

HMV-Nr. 23.09.01.0030

## Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit nach vorne zu öffnender Unterarmtasche

Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schulterbereichs. Durch einen Klettverschluss lässt sich die Unterarmtasche mühelos nach vorne öffnen und wieder verschließen. Dies ermöglicht dem Patienten, die Orthese eigenständig anzulegen. Der Winkel des Arms kann mit flexiblen Klettverschlüssen eingestellt werden.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



**kids** + Erwachsene




### Indikation

- AC-Gelenksverletzung
- Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen des Oberarms
- Schulterblattfraktur
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- Supraspinatussyndrom
- Bursitis acromialis
- Tendinitis der langen Bizeps-Sehne
- kalzifizierende Rotatorenmanschetten
- Luxation bzw. Luxationsbruch
- subcapitale Humerusfraktur
- postoperative Regenerationsunterstützung

### Wirkungsweise

- Fixierung bzw. Ruhigstellung des Schulter- und Ellbogenbereichs

### Maßnahmen



**U = Brustumfang**  
Brustumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Deltacare plus

**kids**

Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	UNI	XL
Umfang (U) in cm	bis 50	50 - 70	60 - 85	85 - 120	ab 120

## Deltacare women

Art. Nr. 213

HMV-Nr. 23.09.01.0030

### Wiederanlegbare Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit drehbarer Oberarmschlinge

Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schulterbereichs. Durch einen Klettverschluss lässt sich die Unterarmtasche mühelos nach vorne öffnen und wieder verschließen. Dies ermöglicht dem Patienten, die Orthese eigenständig anzulegen. Der Winkel des Arms kann mit flexiblen Klettverschlüssen eingestellt werden.

Die Oberarmschlinge ist drehbar und kann vom Oberarm zum Unterarm gedreht werden. Die Orthese ist daher besonders für Frauen mit einem größeren Brustumfang geeignet.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


#### Indikation

- AC-Gelenksverletzung
- Weichteilreizzustände im Schulterbereich
- Muskel- und Sehnenverletzungen des Oberarms
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- Supraspinatussyndrom
- Bursitis acromialis
- Tendinitis der langen Bizepssehne
- kalzifizierende Rotatorenmanschetten

#### Wirkungsweise

- Fixierung bzw. Ruhigstellung des Schulter- und Ellbogenbereichs

#### Maßnahmen



**U = Brustumfang**  
Brustumfang wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

##### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

#### Größentabelle

#### Deltacare women

Erwachsene

Größe	S	UNI	XL
Umfang (U) in cm	60 - 85	85 - 120	ab 120

## Deltacare Kissen

Art. Nr. 218

HMV-Nr. 23.09.01.0xxx

### Leibgurt mit anatomisch geformtem Tailenkissen, 15°-Abduktionskeil und Daumenloch

Angenehmer Tragekomfort durch gepolsterten Schultergurt. Flexibler Klettverschluss.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


#### Indikation

- postoperativ zur Immobilisation der Schulter
- Muskel- und Sehnenverletzung (Oberarm)
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- postoperativ nach Eingriffen zur Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
- postoperative Ruhigstellung nach arthroskopischer Kalkdepot-Entfernung der Rotatorenmanschette

#### Wirkungsweise

- zur Entlastung des ventralen Limbus und der Kapsel

#### Maßnahmen



**L = Länge Unterarm**  
Armlänge wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

##### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

#### Größentabelle Deltacare Kissen

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Länge (L) in cm	25 - 32	32 - 39	39 - 46	46 - 50



# Deltaflex

Art. Nr. 219  
 HMV-Nr. 23.09.01.1xxx

## Stabile Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks

Die Orthese ist flexibel einstellbar in 6 verschiedene Abduktionspositionen: 0°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°. Rechts-/linksseitig einsetzbar, indem die Armauflage „umgeklappt“ und die gekletteten Unterarm- und Handgelenkschlaufen abgenommen und auf der anderen Seite neu angeklettet werden. Ein Bauchgurt und ein Schultergurt geben der Orthese den nötigen Halt.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- postoperativ zur Immobilisation der Schulter
- Muskel- und Sehnenverletzung (Oberarm)
- Ruhigstellung bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenkes
- postoperativ nach Eingriffen zur Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
- postoperative Ruhigstellung nach arthroskopischer Kalkdepot-Entfernung der Rotatorenmanschette
- Schulterluxation
- nach Schulterprothesenimplantation
- subcapitale Humerusfraktur
- AC-Ruptur
- SLAP-Läsion

### Wirkungsweise

- zur Entlastung des ventralen Limbus und der Kapsel
- zur postoperativen oder posttraumatischen Entlastung der Schulter
- zur Entlastung des Sehnenbandapparates

### Maßnahmen



### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Größentabelle Deltaflex

Erwachsene

Größe	S	L
Länge (L) in cm	48 - 58	58 - 68



# ELLBOGEN



Erwachsene



## Epicare plus

Aktivbandage für die Ellbogenkompression mit 2 eingearbeiteten Pelotten

S. 22



## Ellcare classic

Ellbogenorthese mit Gelenk

S. 23



## Ellcare flex

Ellbogenorthese mit eingearbeiteter Aluschiene, anpassbar

S. 24



## Epicare

Epicondylitis-Spange mit eingearbeiteter Pelotte

S. 25



## Epicare plus

Art. Nr. 312

HMV-Nr. 05.08.01.1057

### Aktivbandage für die Ellbogenkompression mit zwei eingearbeiteten Pelotten

Die Aktivbandage hilft dabei, die Schmerzen zu lindern bzw. die Verspannungen zu lösen. Bei jeder Bewegung entsteht durch die Pelotten ein Massageeffekt. So wird die Muskulatur aktiviert und die Heilung beschleunigt. Das Ellbogengelenk bleibt frei beweglich.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.

**kids** + Erwachsene



#### Indikation

- Epicondylitis (chronisch oder akut)
- Repetitive Strain Injury (RSI)
- sog. Tennis-Ellbogen, Golfer-Ellbogen, Maus-Ellbogen
- Arthrose / Arthritis
- postoperative Reizzustände
- posttraumatisch
- Fibromyalgie (Tendomyopathie)

#### Wirkungsweise

- schmerzlindernd
- verspannungslösend
- massierend
- heilungsfördernd

#### Maßnahmen



**U = Umfang Ellbogen**  
Umfang wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

**3-Schicht-Kunststoffmischgewebe**  
atmungsaktiv  
elastisch  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
latexfrei  
Pelotten: 100% Silikon

#### Größentabelle Epicare plus

**kids**

Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang (U) in cm	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 32

# Ellcare classic

Art. Nr. 321  
 HMV-Nr. 23.08.01.1xxx

## Ellbogenorthese mit Gelenk

Ellbogenorthese mit kleinem Gelenk, Extension und Flexion können in 10°-Schritten individuell wie folgt eingestellt werden:

- Extension: 0°– 90°
- Flexion: 0°– 120°

Bei Schwellungszuständen optimale Anpassung durch flexible Klettverschlüsse.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- Bursitis
- nach Traumatisierung des Olecranon
- nach OP-Eingriffen
- Gelenkinstabilität im Ellbogen
- posttraumatische und postoperative Weichteilverletzungen im Ellbogenbereich
- Gelenkskontrakturen
- Gelenkergüsse und Schwellungen

### Wirkungsweise

- Ruhigstellung des Ellbogengelenks
- hohe Stabilisierung seitlich geführter Bewegungen

### Maßnahmen



**U = Umfang Oberarm**  
 Oberarmumfang wie abgebildet messen

**L = Gesamtlänge der Orthese**  
 Orthese verteilt sich ab Gelenkmitte jeweils zur Hälfte auf Ober- und Unterarm

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil und strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Erhältliches Zubehör

Schultergurt

### Größentabelle Ellcare classic



Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	bis 19	19 - 24	25 - 32	32 - 39	39 - 45
Länge (L) in cm	35	38	45	51	60



## Ellcare flex

Art. Nr. 322

HMV-Nr. 23.08.01.0xxx

### Ellbogenorthese mit eingearbeiteter Aluschiene, anpassbar

Orthese kann durch Verformung der Aluschiene angepasst werden. Zugkräftige Klettverschlüsse mit Umkehrzügen zur Seitenstabilisierung und Regulierung des Umfangs.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- nach OP-Eingriffen
- Arthritis und Arthrose des Ellbogengelenks
- Gelenkinstabilität im Ellbogen
- posttraumatische und postoperative Weichteilverletzungen im Ellbogenbereich
- Gelenkergüsse und Schwellungen

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Ellbogenbereichs

### Maßnahmen



**U = Umfang Oberarm**  
Oberarmumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Ellcare flex



Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	bis 19	19 - 24	25 - 32	32 - 39	39 - 45
Länge (L) in cm	33	38	39	42	48

# Epicare

Art. Nr. 311

HMV-Nr. 23.08.04.0xxx

## Epicondylitis-Spange mit eingearbeiteter Pelotte zur Behandlung des Tennisellbogens

Die Orthese hilft dabei, die Schmerzen zu lindern, die bei Muskel- und Sehnenansatzreizungen oder -entzündungen, wie z. B. beim Tennisellbogen, entstehen. Die eingearbeitete Pelotte sorgt punktgenau für Entlastung der Sehnenansätze.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Epicondylitis humeri (chronisch oder akut)
- sog. Tennisellbogen, Golferellbogen, Mausellbogen

### Wirkungsweise

- schmerzlindernd
- verspannungslösend
- entlastend

### Maßnahmen



**Messpunkt:**  
Umfang des Unterarmes, ca. 5–6 cm unterhalb des Ellbogens

### Materialhinweise

**Asterixmaterial**  
**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch u. schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Epicare

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	18 - 23	23 - 28	28 - 31	31 - 36



# HAND

**kids** Erwachsene



## Carpfix plus

Hand- und Handgelenksbandage für Kinder mit volarer Aluschiene

S. 28



## Manucare plus

Aktivbandage zur Handgelenksunterstützung

S. 29



## Carpus classic plus

Hand- und Handgelenksbandage mit volarer Aluschiene

S. 30



## Carpus stabil plus

Hand- und Handgelenksbandage mit volarer Aluschiene für Erwachsene

S. 31



## Polli classic

Hand- und Daumenbandage mit volarer Aluschiene

S. 32



## Polli stabil plus

Hand- und Daumenbandage mit volarer Aluschiene

S. 33





## Carpfix plus

Art. Nr. 331

HMV-Nr. 23.07.02.0040

### Hand- und Handgelenksbandage für Kinder mit volarer Aluschiene

Die Handbandage mit integrierter Aluschiene verfügt über fixierende Klettverschlüsse und Umkehrzüge, die ein einfaches Anlegen ermöglichen.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder

#### Indikation

- Tendovaginitis
- Stabilisierung nach Gipsverbänden und Operationen
- chronische, posttraumatische und postoperative Weichteilzustände
- rheumatoide Beschwerden
- Zustände nach Distorsion des Handgelenks
- Zustände nach Frakturen (Handwurzel inkl. distaler Radius)
- Radialis Parese (Fallhand)
- Instabilität des Handgelenks
- Handgelenksarthrose
- Karpaltunnelsyndrom

#### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Handgelenks bei zugleich vollständiger Beweglichkeit der Finger

#### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

##### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

#### Größentabelle Carpfix plus



Größe	XXXS	XXS	XS
Umfang (U) in cm	Bis 11	11 - 13	13 - 15
Länge in cm	15	16	19
Seite	links oder rechts		



## Manucare plus

Art. Nr. 332  
 HMV-Nr. 05.07.02.0xxx  
 PZN: vorhanden

### Aktivbandage zur Handgelenksunterstützung mit zwei eingearbeiteten Pelotten, einer volaren Kunststoffschiene sowie einem elastischen Handgelenkgurt

Die beiden eingearbeiteten Pelotten der Handgelenksbandage unterstützen und entlasten nicht nur das Handgelenk, sondern auch Nerven und Gefäße. Sie beschleunigen außerdem die Resorption von Ödemen und Ergüssen. Die volare Kunststoffschiene dient der Stabilisierung des Handgelenks. Sie kann z. B. zum Waschen herausgenommen werden.

Der elastische Gurt ist frei und damit bedarfsgerecht positionierbar und sorgt für zusätzliche Stabilität im Handgelenksbereich.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.

**kids** + Erwachsene



#### Indikation

- Tendovaginitis
- Arthrose / Arthritis
- posttraumatisch
- Reizzustände (chronisch, postoperativ oder posttraumatisch) im Bereich des Handgelenks
- Zustände nach Distorsion des Handgelenks

#### Wirkungsweise

- stabilisierend
- entlastend
- schmerzlindernd
- massierend
- heilungsfördernd

#### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
 Handgelenksumfang wie abgebildet messen

#### Materialhinweise

**3-Schicht-Kunststoffmischgewebe**  
 atmungsaktiv  
 elastisch  
 hautfreundlich  
 pflegeleicht  
 latexfrei  
 Pelotten: 100% Silikon

#### Größentabelle Manucare plus

**kids**

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang (U) in cm	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 21
Seite	links oder rechts	links oder rechts				

# Carpus classic plus

Art. Nr. 342

HMV-Nr. 23.07.02.0041

## Hand- und Handgelenksbandage mit volarer Aluschiene

Die Handbandage mit integrierter Aluschiene verfügt über fixierende Klettverschlüsse und Umkehrzüge, die ein einfaches Anlegen ermöglichen.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).

kids



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- Tendovaginitis
- Stabilisierung nach Gipsverbänden und Operationen
- chronische, posttraumatische und postoperative Weichteilzustände
- rheumatoide Beschwerden
- Zustände nach Distorsion des Handgelenks
- Zustände nach Frakturen (Handwurzel inkl. distaler Radius)
- Radialis Parese (Fallhand)
- Instabilität des Handgelenks
- Handgelenksarthrose
- Karpaltunnelsyndrom

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Handgelenks bei zugleich vollständiger Beweglichkeit der Finger

### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Carpus classic plus

kids

Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	ab 21
Länge in cm	19		19			
Seite	links oder rechts		links oder rechts			

# Carpus stabil plus

Art. Nr. 344

HMV-Nr. 23.07.02.0044

## Hand- und Handgelenksbandage für Erwachsene mit volarer Aluschiene

Die Handbandage mit integrierter Aluschiene verfügt über fixierende Klettverschlüsse und Umkehrzüge, die ein einfaches Anlegen ermöglichen.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Tendovaginitis
- Stabilisierung nach Gipsverbänden und Operationen
- chronische, posttraumatische und postoperative Weichteilzustände
- rheumatoide Beschwerden
- Zustände nach Distorsion des Handgelenks
- Zustände nach Frakturen (Handwurzel inkl. distaler Radius)
- Radialis Parese (Fallhand)
- Instabilität des Handgelenks
- Handgelenksarthrose
- Karpaltunnelsyndrom

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Handgelenks bei zugleich vollständiger Beweglichkeit der Finger

### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Carpus stabil plus

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	15 - 17	17 - 19	19 - 21	ab 21
Länge in cm	26 cm			
Seite	links oder rechts			

## Polli classic

Art. Nr. 351

HMV-Nr. 23.07.02.2xxx

### Hand- und Daumenbandage mit volarer Aluschiene

Daumenschiene mit optimaler Fixierung durch zwei anatomisch anformbare Aluschienen. Ein zusätzlicher Klettverschluss sorgt für eine noch bessere Passgenauigkeit.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).

kids



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- Instabilität (Skidaumen)
- Rhizarthrose
- chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände im Daumensattelgelenksbereich

### Wirkungsweise

- Fixierung des Daumengrund- und -sattelgelenks

### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

#### 3-Schicht-Spezialmischgewebe

hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Polli classic

kids

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	13 - 15	15 - 17	17 - 19	19 - 21	ab 21
Länge in cm	20	20			
Seite	links oder rechts	links oder rechts			

## Polli stabil plus

Art. Nr. 353

HMV-Nr. 23.07.02.2012

### Hand- und Daumenbandage mit volarer Aluschiene

Daumenschiene mit optimaler Fixierung durch zwei anatomisch anformbare Aluschienen. Zusätzlicher Klettverschluss am Daumen.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Tendovaginitis
- Stabilisierung nach Gipsverbänden und Operationen
- chronische, posttraumatische und postoperative Weichteilreizzustände
- rheumatoide Beschwerden
- Zustände nach Distorsion des Handgelenks
- Zustände nach Frakturen (Handwurzel inkl. distaler Radius)
- Radialis Parese (Fallhand)
- chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände im Daumensattelgelenksbereich
- Handgelenksarthrose
- Karpaltunnelsyndrom

### Wirkungsweise

- Stabilisierung und Ruhigstellung des Handgelenks mit Fixierung des Daumengrund- und -sattelgelenks
- auch als Gipsersatz

### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

#### 3-Schicht-Spezialmischgewebe

hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle

#### Polli stabil plus

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	15 - 17	17 - 19	19 - 21	ab 21
Länge in cm	26			
Seite	links oder rechts			














# FINGER



Erwachsene

	<p><b>Pollifix</b> Daumenschiene mit integrierter Aluschiene S. 36</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Fingerfix</b> Band zur Fixierung von zwei Fingern oder Zehen aneinander S. 37</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Stacksche Fingerschiene</b> Fingersplint zur Ruhigstellung der DIP-Gelenke S. 38</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Stacksche Fingerschiene – Starter Kit</b> Alle Größen in einer Box als Erstausrüstung S. 38</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger</b> Fingersplint zur Ruhigstellung der PIP-Gelenke S. 38</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger – Starter Kit</b> Alle Größen in einer Box als Erstausrüstung S. 38</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Fingersplint U-Form</b> Aluminiumschiene mit weicher Schaumstoffauflage S. 39</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Fingersplint Froschklemme</b> Aluminiumschiene mit weicher Schaumstoffauflage S. 40</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<p><b>Fingersplint Baseballfinger</b> Aluminiumschiene mit weicher Schaumstoffauflage S. 41</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

# Pollifix


Art. Nr. 361

HMV-Nr. 23.07.01.1xxx

## Daumenschiene mit integrierter Aluschiene

Daumenschiene mit optimaler Fixierung durch zwei anatomisch anformbare Aluschiemen. Ein zusätzlicher Klettverschluss sorgt für eine noch bessere Passgenauigkeit.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- Instabilität
- Rhizarthrose
- chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände im Daumensattelgelenksbereich

### Wirkungsweise

- Stabilisierung und Ruhigstellung des Daumengrund- und Sattelgelenks

### Maßnahmen



**U = Umfang Handgelenk**  
Handgelenksumfang wie abgebildet messen

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Pollifix



Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	bis 11	11 - 13	13 - 15	15 - 17	17 - 23
Seite	links oder rechts			links oder rechts	

# Fingerfix

Art. Nr. 387  
PZN: vorhanden

## Band zur Fixierung von zwei Fingern oder Zehen aneinander

Durch Schlaufendesign mühelos anzulegen. Rutschfester Schaum sorgt für sicheren Halt auf der Haut.

Farbe wie abgebildet.



Fingerfix breit



Fingerfix schmal

### Indikation

- Verstauchungen
- kleine Frakturen
- eingeklemmte Finger

### Wirkungsweise

- Schutz und Stabilisierung des Fingers bzw. des Zehs


### Maßnahmen

**Passend für alle Größen**

### Materialhinweise

**Nylon, Lycra, Schaum**

### Größentabelle Fingerfix



Größe	schmal	breit
Breite in mm	13	26

## Stacksche Fingerschiene

Art. Nr. 385

PZN vorhanden

## Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger

Art. Nr. 386

PZN vorhanden

### Stacksche Fingerschiene – Starter Kit

Art. Nr. 385-5-10 bzw. 385-5-20

Jeweils 8 Stück der verfügbaren Größen, d. h. insgesamt 64 Stück.



### Stacksche Fingerschiene für Knopflochfinger – Starter Kit

Art. Nr. 386-5-10 bzw. 386-5-20

Jeweils 8 Stück der verfügbaren Größen, d. h. insgesamt 56 Stück.



Die Fingerschiene aus perforiertem Kunststoffmaterial ist erhältlich in zwei verschiedenen Farben (klar und hautfarben) und für alle Finger verwendbar (Größe 1–7). Das Produkt ist generell in beiden Farben verfügbar.

#### Indikation

- nach Fraktur, Luxation oder Bandverletzung des Fingers oder Daumens
- zum Schutz vor traumatischen Unfällen
- bei Strecksehnenabrissen
- bei Fingerspitzenverletzungen (nur Art. Nr. 385)
- bei Nagelbettverletzungen (nur Art. Nr. 385)

#### Wirkungsweise

- Ruhigstellung der DIP-Gelenke (Art. Nr. 385)
- Ruhigstellung der PIP-Gelenke (Art. Nr. 386)

#### Maßnahmen

Art. Nr. 385: **Umfang DIP-Gelenk**  
 Art. Nr. 386: **Umfang PIP-Gelenk**  
 L = Länge des Produkts in cm

#### Materialhinweise

**Unelastisches Kunststoffmaterial**  
 stützendes Schalenmaterial  
 stabilisierend  
 hautfreundlich  
 pflegeleicht  
 latexfrei

#### Größentabelle

Stacksche Fingerschienen Erwachsene Art. Nr. 385 | DIP-Gelenke

Erwachsene Art. Nr. 386 | PIP-Gelenke

Größe	1	2	3	4	5	5,5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
Länge (L) in cm	5	5,3	5,5	6,2	6	6	6,5	6,2	5	5	5	5	5,4	5,4	5,7	
Umfang in cm	4,5	5	5	6	6,5	7	7	7,8	4,5	5	5,5	6,5	7	7,5	7,9	
Farbe	klar oder hautfarben								klar oder hautfarben							



# Fingersplint U-Form / Fingersplint universal

Art. Nr. 381 / 381-2-0

## Aluminiumschiene mit weicher Schaumstoffauflage

Die Aluminiumschiene mit weichem Schaumstoffkern in U-Form ist ideal für die rasche und komfortable Stabilisierung des Fingers nach einer Fingerverletzung. Sie ist für alle Finger verwendbar.

Der Fingersplint U-Form ist auch als Universalschiene mit einer Länge von 50 cm bestellbar. Diese kann je nach Bedarf gekürzt und zurecht gebogen werden.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Stabilisierung des Interphalangealgelenks nach Verletzungen des vorderen Fingergelenks
- Frakturen des Fingerendglieds
- Frakturen des Fingernagelbetts
- schwere Prellungen und Verstauchungen
- Fingerspitzenverletzungen

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Fingers

### Maßnahmen

L = Fingerlänge

### Materialhinweise

**Aluminium mit weicher Schaumstoffauflage**  
latexfrei

### Größentabelle Fingersplint U-Form

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Länge (L) in cm	3,2	5,1	7,3	8,9

# Fingersplint Froschklemme

Art. Nr. 384

## Fingerschiene aus Aluminium mit weicher Schaumstoffauflage

Die Fingerschiene ist ideal für die rasche und komfortable Stabilisierung des Fingers nach einer Fingerverletzung. Sie ist für alle Finger verwendbar.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Stabilisierung des Interphalangealgelenks nach Verletzungen des vorderen Fingergelenks
- Frakturen des Fingerendglieds
- Frakturen des Fingernagelbetts
- schwere Prellungen und Verstauchungen
- Fingerspitzenverletzungen

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Fingers

### Maßnahmen

L = Fingerlänge

### Materialhinweise

**Aluminium mit weicher  
Schaumstoffauflage**  
latexfrei

### Größentabelle Froschklemme

Erwachsene

Größe	S	M	L
Länge (L) in cm	5,7	7,6	8,3

# Fingersplint Baseballfinger

Art. Nr. 383

## Fingerschiene aus Aluminium mit weicher Schaumstoffauflage

Die Fingerschiene ist ideal für die rasche und komfortable Stabilisierung des Fingers nach einer Fingerverletzung. Sie ist für alle Finger verwendbar.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Stabilisierung des Interphalangealgelenks nach Verletzungen des vorderen Fingergelenks
- Frakturen des Fingerendglieds
- Frakturen des Fingernagelbetts
- schwere Prellungen und Verstauchungen
- Fingerspitzenverletzungen

### Wirkungsweise

- Stabilisierung des Fingers

### Maßnahmen

L = Fingerlänge

### Materialhinweise

**Aluminium mit weicher Schaumstoffauflage**  
latexfrei


### Größentabelle Baseballfinger

Erwachsene

Größe	S	M	L
Länge (L) in cm	8,9	10	11,4



# RÜCKEN

 Erwachsene



### Lumbocare basic

Aktivbandage für die muskuläre Lendenwirbel-Unterstützung ohne Pad

S. 44



### Lumbocare basic plus

Aktivbandage für die muskuläre Lendenwirbel-Unterstützung mit eingearbeitetem Pad

S. 45





## Lumbocare basic

Art. Nr. 411

HMV-Nr. 23.14.03.2xxx

PZN: vorhanden

### Aktivbandage für die muskuläre Lendenwirbel-Unterstützung ohne Pad

Diese Bandage für die Lendenwirbelsäule wirkt stützend und stabilisierend.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.



#### Indikation

- statisch-muskuläre Insuffizienz
- LWS-Syndrom
- postoperative Teilfixierung

#### Wirkungsweise

- stabilisierend
- entlastend
- schmerzlindernd
- massierend
- heilungsfördernd
- wärmend

#### Maßnahmen



**Messpunkt:**  
Umfang der Taille

#### Materialhinweise

**3-Schicht Kunststoffmischgewebe**  
sehr hautfreundliches Material  
latexfrei

Größentabelle  
Lumbocare basic



Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120

# Lumbocare basic plus

Art. Nr. 412  
HMV-Nr. 23.14.03.2xxx  
PZN: vorhanden

## Aktivbandage für die muskuläre Lendenwirbel-Unterstützung mit Pad

Diese Bandage für die Lendenwirbelsäule wirkt stützend und stabilisierend. Die dreieckige Pelotte mit ihren wohltuenden Massagenoppen löst Verspannungen und lindert die Schmerzen.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.



### Indikation

- statisch-muskuläre Insuffizienz
- LWS-Syndrom
- postoperative Teilfixierung

### Wirkungsweise

- stabilisierend
- entlastend
- schmerzlindernd
- massierend
- heilungsfördernd
- wärmend

### Maßnahmen



**Messpunkt:**  
Umfang der Taille

### Materialhinweise

**3-Schicht Kunststoffmischgewebe**  
Pelotte: Silikon  
sehr hautfreundliches Material  
latexfrei

Größentabelle  
Lumbocare basic plus



Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Umfang (U) in cm	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120



# KNIE

**kids** Erwachsene

**kids** Erwachsene



## Inocare Knieschiene



Knieführungsothese mit Patella-Aussparung und seitlich geführten Aluschielen

S. 48



## Genocare plus



Aktivbandage für die Kniegelenksstabilisierung und -entlastung

S. 53



## Helpcare



Knieführungsbandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und einfachem Gelenk

S. 49



## Genocare ROM



Knieführungsothese mit Aluschielen und einstellbarem Gelenk

S. 55



## Helpcare super



Patellabandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und Kreuzfixierung

S. 50



## Fixcare 0° / 10° / 20°



Dreiteilige Knieorthese zur Immobilisierung

S. 56



## Provicare



Knieführungsbandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und Zwei-Achs-Gelenk für Kinder

S. 51



## Patellacare



Patellaband zur gezielten Entlastung der Patellasehne

S. 57



## Provicare plus



Knieführungsbandage mit Patella-Aussparung und Zwei-Achs-Gelenk für Erwachsene

S. 52



## Fourcare basic



Hartrahmen-Knieorthese

S. 58



## Provicare senior



Knieführungsbandage mit Patella-Aussparung und Zwei-Achs-Gelenk für Senioren

S. 53



## Fourcare classic



4-Punkt-Hartrahmen-Knieorthese

S. 59

# Inocare Knieschiene

Art. Nr. 525

HMV-Nr. 23.04.03.1033

## Knieführungsothese für Kinder mit Patella-Aussparung und seitlich geführten Aluschienen mit physiologischem Gelenk

Zur Einstellung der Winkel benötigen Sie einen Inbusschlüssel. Folgende Winkel sind einstellbar: 0°, 5°, 20°, 30°, und 45° (Extension) sowie 0°, 20°, 45°, 60° und 90° (Flexion).

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbander farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder

### Indikation

- prä- und postoperative Ruhigstellung
- postoperative Nachversorgung in der Kniechirurgie
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder -rekonstruktion
- zur sicheren Stabilisierung verletzter oder operativ versorgter Bänder

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies
- auch als Gipsersatz

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Inocare Knieschiene



Größe	XXS	XS
Umfang (U) in cm	27 - 30	30 - 33
Länge in cm	29	



# Helpcare

Art. Nr. 541

HMV-Nr. 23.04.03.0046

## Knieführungsbandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und seitlich geführten Kunststoffschienen mit einfachem Gelenk

Die Kniebandage stabilisiert das Knie bei gleichzeitig voller Beweglichkeit des Gelenks. Vier nach vorne zu öffnende Klettverschlüsse erleichtern das An- und Ausziehen. Zwei flexibel einstellbare und dehnbare Rundumgurte sorgen für zusätzlichen Halt.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder

### Indikation

- Ödeme und Schwellungen
- Insuffizienz der Kniegelenkmuskulatur
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- Arthritis mit Bandinsuffizienzen
- Gonarthrose
- funktioneller Schutz nach Rekonstruktion geschädigter Bandstrukturen

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies
- Kompressions- und Propriozeptionseffekt

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Helpcare



Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31	31 - 33
Länge in cm	ca. 23					

# Helpcare super

Art. Nr. 542

HMV-Nr. 05.04.01.1xxx

## Patellabandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und Kreuzfixierung

Patellabandage mit Patellaring für den universellen Einsatz. Die Bandage ist rundum geschlossen. Die Kreuzfixierung sorgt für einen festen Sitz.

Farbe wie abgebildet, wobei das Klettband oberhalb der Patella farblich variiert (nicht wählbar).



Kinder

### Indikation

- Ödeme und Schwellungen
- Insuffizienz der Kniegelenkmuskulatur
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- Arthritis und Bandinsuffizienzen
- Gonarthrose
- funktioneller Schutz nach Rekonstruktion geschädigter Bandstrukturen

### Wirkungsweise

- Kompressions- und Propriozeptionseffekt

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Helpcare super



Größe	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31	31 - 33
Länge in cm	ca. 23				

# Provicare

Art. Nr. 531

HMV-Nr. 23.04.03.0045

## Knieführungsbandage mit Patellaring, Patella-Aussparung und seitlich geführten Aluschiene mit Zwei-Achs-Gelenk

Zwei straffe Klettverschlüsse zur Umfangjustierung und Fixierung auf der Rückseite sorgen für optimale Anpassung. Die zwei rundum verlaufenden Klettbänder schaffen zusätzliche Stabilität.

Die Provicare kann als Rehabilitationsschiene oder auch als Sportschiene getragen werden.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder

### Indikation

- prä- und postoperative Ruhigstellung
- postoperative Nachversorgung in der Kniechirurgie
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder -rekonstruktion
- zur sicheren Stabilisierung verletzter oder operativ versorgter Bänder

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies
- Kompressions- und Propriozeptions-effekt

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Provicare



Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L
Umfang (U) in cm	19 - 21	21 - 23	24 - 26	27 - 29	29 - 31	31 - 33
Länge in cm	23					

# Provicare plus

Art. Nr. 533

HMV-Nr. 23.04.03.0043

## Knieführungsbandage mit Patella-Aussparung und seitlich geführten Aluschienen mit Zwei-Achs-Gelenk

Durch drei Klettverschlüsse oberhalb der Patella lässt sich der Umfang optimal justieren. Vier rundum verlaufende Klettbänder sorgen für zusätzlichen Halt. Im Gegensatz zur Inocare Knieschiene ist das Gelenk nicht fest einstellbar. Klettverschlüsse zur Umfangjustierung und Fixierung sorgen für optimale Anpassung.

Die Provicare plus kann als Rehabilitationsschiene oder auch als Sportschiene getragen werden.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene

### Indikation

- Ödeme und Schwellungen
- Insuffizienz der Kniegelenkmuskulatur
- postoperative, posttraumatische oder rheumatische Ergüsse
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- Arthritis mit Bandinsuffizienzen
- Gonarthrose
- funktioneller Schutz nach Rekonstruktion geschädigter Bandstrukturen
- mediale Seitenbandruptur

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle Provicare plus



Erwachsene

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Umfang (U) in cm	30 - 32	32 - 34	33 - 35	35 - 37	37 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 49
Länge in cm	29		38					

# Provicare senior

Art. Nr. 532

HMV-Nr. 23.04.03.0044

## Knieführungsbandage (geteilte Ausführung) mit Patella-Aussparung und seitlich geführten Kunststoffschienen mit Zwei-Achs-Gelenk und Reißverschluss

Zwei straffe Klettverschlüsse zur Umfangjustierung und Fixierung sorgen für optimale Anpassung. Die Provicare senior kann als Rehabilitationsschiene oder auch als Sportschiene getragen werden.

Der Reißverschluss erleichtert das Anziehen, daher ist die Provicare senior insbesondere für ältere Patienten geeignet.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Ödeme und Schwellungen
- Insuffizienz der Kniegelenkmuskulatur
- prä- und postoperative Ruhigstellung
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- Arthritis mit Bandinsuffizienzen
- Gonarthrose
- funktioneller Schutz nach Rekonstruktion geschädigter Bandstrukturen
- postoperative Nachversorgung in der Kniechirurgie
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder -rekonstruktion
- zur sicheren Stabilisierung verletzter oder operativ versorgter Bänder

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

**3-Schicht-Spezialmischgewebe**  
hygienisch und schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei

### Größentabelle

#### Provicare senior

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Umfang (U) in cm	33 - 35	35 - 37	37 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 48
Länge in cm	30		34			



# Genocare plus

Art. Nr. 501

HMV-Nr. 05.04.01.0122

## Aktivbandage für die Kniegelenksstabilisierung und -entlastung mit Patella-Ring und zwei eingearbeiteten Stützstäben

Die Aktivbandage hilft dabei, das Gelenk zu stabilisieren und die Schmerzen zu lindern und sorgt damit für eine schnellere Mobilisierung. Bei jeder Bewegung entsteht durch die Pelotte ein Massageeffekt. So werden Schwellungsneigungen reduziert bzw. Schwellungen schneller zurückgebildet. Die Kniescheibe wird durch die Pelotte im normalen Bewegungsablauf geführt.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.



### Indikation

- Arthrose / Arthritis
- Fibromyalgie (Tendomyopathie)
- Ansatzligamentose
- posttraumatische und postoperative Reizzustände
- rezidivierender Gelenkerguss und Schwellungen
- Patellainstabilität
- Bandschwäche
- Gonarthrose

### Wirkungsweise

- stabilisierend
- entlastend
- schmerzlindernd
- verspannungslösend
- massierend
- heilungsfördernd

### Maßnahmen



**U = Unterschenkel**  
(12cm unterhalb des Knies gemessen)

### Materialhinweise

**3-Schicht-Kunststoffmischgewebe**  
atmungsaktiv  
elastisch  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
Pelotte: 100% Silikon  
latexfrei

Größentabelle  
Genocare plus



Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang (U) in cm	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 44

# Genocare ROM

Art. Nr. 521


HMV-Nr. 23.04.03.1036

## Knieführungssorthese mit Aluschiene und einstellbarem Gelenk

Die Einstellung der Extensions- und Flexionsbegrenzung wird durch Arretierstifte im Gelenk im Rahmen der Skala eingestellt (ohne Werkzeug). Vier bzw. sechs zirkuläre Klettverschlüsse zur Umfangjustierung und Fixierung sorgen für eine optimale Anpassung.

Die Winkel sind in 10°-Schritten ohne Werkzeug wie folgt einstellbar: 0° bis 90° (Extension) und 0° bis 120° (Flexion).

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbänder bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).

Kinder



Erwachsene

### Indikation

- prä- und postoperative Ruhigstellung
- postoperative Nachversorgung in der Kniechirurgie
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder -rekonstruktion
- zur sicheren Stabilisierung verletzter oder operativ versorgter Bänder

### Wirkungsweise

- laterale und mediale Stabilisierung des Knies
- auch als Gipsersatz

### Maßnahmen



**U = Umfang Kniemitte**  
(über Patella gemessen)

**L = Gesamtlänge der Orthese**

Orthese verteilt sich ab Kniemitte jeweils zur Hälfte auf Unter- und Oberschenkel

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Genocare ROM



Erwachsene

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge (L) in cm	30	34	36	38	50	55	60	65
Umfang (U) in cm	universal				universal			

## Fixcare 0°

Art. Nr. 511 | HMV-Nr. 23.04.01.0045

## Fixcare 10° (nur für Erwachsene)

Art. Nr. 514 | HMV-Nr. 23.04.01.1032

## Fixcare 20°

Art. Nr. 512 | HMV-Nr. 23.04.01.1032

### Dreiteilige Knieorthese zur Immobilisierung mit rückwärtiger und seitlicher Aluschiene für Kinder und Erwachsene

Wiederanlegbare Knieorthese zur Immobilisierung. Durch die 3-geteilte Ausführung kann die Orthese individuell auf den jeweils erforderlichen Umfang eingestellt werden. Die rückwärtigen und seitlichen Aluschiene sorgen für eine hohe Stabilität. Die Schiene dient der Ruhigstellung, Fixation und Stabilisierung des Knies. Kniepelotte als Zubehör erhältlich.

Farbe wie abgebildet, wobei die Klettbinden bei den Kindergrößen farblich variieren (nicht wählbar).



Kinder



Erwachsene

#### Indikation

- prä- und postoperative Ruhigstellung in der Kniechirurgie
- femoropatellares Schmerzsyndrom
- zur Vermeidung einer Subluxation der Tibia
- schwere Muskelverletzungen
- nach anteriorer Kreuzbandverletzung oder -rekonstruktion
- Zustand nach Patellaluxation
- postoperative Behandlung nach Patellektomie
- postoperative Nachversorgung verletzter oder operativ versorgter Bänder (Erwachsene)
- funktioneller Schutz nach Rekonstruktion geschädigter Bandstrukturen (Erwachsene)

#### Wirkungsweise

- Ruhigstellung, Fixation und Stabilisierung bei 0°, 10° oder 20°
- auch als Gipsersatz

#### Maßnahmen

**L = Gesamtlänge der Orthese** verteilt sich ab Kniemitte jeweils zur Hälfte auf Ober- und Unterschenkel

#### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

#### Erhältliches Zubehör

Keile

#### Größentabelle Fixcare 0° / 10° / 20°

**kids** (nur Fixcare 0° / 20°)

Erwachsene (Fixcare 10° nur in M–XXL erhältlich)

Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Länge (L) in cm	26	30	40	40	50	55	60	65	70
Umfang in cm	universal			universal					

# Patellacare

Art. Nr. 502

HMV-Nr. 05.04.01.1xxx

## Patellaband zur Entlastung und Stabilisierung der Patellasehne

Patellabandage mit eingearbeiteter Pelotte. Die Bandage wird so angelegt, dass die anatomisch geformte Pelotte unterhalb der Kniescheibe sitzt und damit die Patellasehne führt und stützt.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene

### Indikation

- Schmerzen im vorderen Kniebereich
- Tendinitis (Sehnenentzündung) der Patellasehne
- Patellaspitzenyndrom
- Chondropathia patellae
- femoropatellare Arthrose

### Wirkungsweise

- schmerzlindernd
- entlastend

### Maßnahmen



#### Messpunkt:

Beinumfang unterhalb der Kniescheibe

### Materialhinweise

#### Asterixmaterial

#### 3-Schicht-Spezialmischgewebe

hygienisch u. schmutzabweisend  
sehr strapazierfähig  
sehr hautfreundlich  
atmungsaktiv  
schweiß- und wärmeregulierend  
latexfrei  
Pelotte: 100% Silikon

### Größentabelle Patellacare

Erwachsene

Größe	S	M	L	XL
Umfang in cm	25 - 30	30 - 36	33 - 41	38 - 46

## Fourcare basic

Art. Nr. 552-5-1xx  
 HMV-Nr. 23.04.03.3071

### Hartrahmen-Knieorthese für Erwachsene

Knie-Orthese aus einem stabilen Aluminium-Rahmen; einfach einstellbar mit Stiften (keine Keile!), die mit einem stabilen Kunststoff-Faden gesichert sind; zur Winkel-Einstellung ist KEIN Werkzeug erforderlich. Durch simples Auflegen der Orthese von vorne bietet die Fourcare basic eine einfache und sichere Handhabung.

Farbe wie abgebildet.

#### Einstellmöglichkeiten:

Extension: 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

Flexion: 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°



Erwachsene

### Indikation

- komplexe Knieinstabilitäten traumatisch und degenerativ
- isolierte oder kombinierte Bandinstabilitäten des Kniegelenks
- nach Bandrekonstruktionen
- nach Meniskusrekonstruktionen und -resektionen
- Genu recurvatum
- Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen und/oder hinteren Kreuzbandes (ACL, PCL, CI)
- Seitenbandrupturen oder -instabilitäten
- nach Patellafraktur
- Langzeitrehabilitation

### Wirkungsweise

- Verhinderung der tibialen Subluxation (vordere und hintere Schublade)
- Reduktion der Innenrotation
- Extensions- und Flexionsbegrenzung
- postoperative und konservative Ligamententlastung
- Ruhigstellungsoption

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Maßnahmen



**D = Durchmesser Knie**



**U 1 = Oberschenkel-Umfang**

ca. 10-15 cm oberhalb der Patella



**U 2 = Unterschenkel-Umfang**

ca. 10-15 cm unterhalb der Patella

**i Ersatzteilset auf Anfrage erhältlich**



### Größentabelle Fourcare basic

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Durchmesser (D) in cm	8,25 - 9,5	9,5 - 10,8	10,8 - 12,1	12,1 - 13,3	13,3 - 14,6	14,6 - 15,9
Umfang 1 (U 1) in cm	35,6 - 42,4	42,4 - 50	50 - 54,6	54,6 - 61,6	61,6 - 68,6	68,6 - 75,6
Umfang 2 (U 2) in cm	30 - 33,6	33,6 - 37,5	37,5 - 42,5	42,5 - 47,6	47,6 - 52,7	52,7 - 57,8
Seite	links oder rechts					



## Fourcare classic

Art. Nr. 552-5-0xx  
 HMV-Nr. 23.04.03.3071

### 4-Punkt Hartrahmen-Knieorthese für Erwachsene

Knie-Orthese aus einem stabilen Aluminium-Rahmen; einfach einstellbar mit Stiften (keine Keile!), die mit einem stabilen Kunststoff-Faden gesichert sind; zur Winkel-Einstellung ist KEIN Werkzeug erforderlich. Die Fourcare classic bietet durch die an Ober- und Unterschenkel entgegengesetzte Rahmenführung eine hohe Stabilität des Knies.

Farbe wie abgebildet.

#### Einstellmöglichkeiten:

Extension: 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°

Flexion: 0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°, 150°



### Indikation

- komplexe Knieinstabilitäten traumatisch und degenerativ
- isolierte oder kombinierte Bandinstabilitäten des Kniegelenks
- nach Bandrekonstruktionen
- nach Meniskusrekonstruktionen und -resektionen
- Genu recurvatum
- Verletzungen oder Instabilitäten des vorderen und/oder hinteren Kreuzbandes (ACL, PCL, CI)
- Seitenbandrupturen oder -instabilitäten
- nach Patellafraktur
- Langzeitrehabilitation

### Wirkungsweise

- Verhinderung der tibialen Subluxation (vordere und hintere Schublade)
- Reduktion der Innenrotation
- Extensions- und Flexionsbegrenzung
- postoperative und konservative Ligamententlastung
- Ruhigstellungsoption

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Maßnahmen



**D = Durchmesser Knie**



**U 1 = Oberschenkel-Umfang**

ca. 10-15 cm oberhalb der Patella



**U 2 = Unterschenkel-Umfang**

ca. 10-15 cm unterhalb der Patella

**i Ersatzteilset auf Anfrage erhältlich**



### Größentabelle Fourcare classic

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Durchmesser (D) in cm	8,25 - 9,5	9,5 - 10,8	10,8 - 12,1	12,1 - 13,3	13,3 - 14,6	14,6 - 15,9
Umfang 1 (U 1) in cm	35,6 - 42,4	42,4 - 50	50 - 54,6	54,6 - 61,6	61,6 - 68,6	68,6 - 75,6
Umfang 2 (U 2) in cm	30 - 33,6	33,6 - 37,5	37,5 - 42,5	42,5 - 47,6	47,6 - 52,7	52,7 - 57,8
Seite	links oder rechts					







# UNTERSCHENKEL

**kids** Erwachsene



## Kinder-Walker

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen (ohne Gelenk) für Kinder

S. 62



## Walker classic / Walker classic low

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen (ohne Gelenk) für Erwachsene

S. 63



## Walker One Piece

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen ohne Gelenk

S. 64



## Walker ROM

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen mit Gelenk

S. 65



## Walker air

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen ohne Gelenk mit Luftpolster

S. 66



## Walker ROM air

Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen mit Gelenk und Luftposter

S. 67



# Kinder-Walker

Art. Nr. 571

HMV-Nr. 23.06.01.0xxx

## Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen (ohne Gelenk) für Kinder

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung.

Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften.

Der Schuh ist in rot, grün oder blau erhältlich.




Kinder


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



**L = Sohlenlänge**

In drei Farben erhältlich:  
rot, grün und blau

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Kinder-Walker



Größe	XXS	XS	S
Schuhgröße	20 - 23	24 - 26	27 - 30
Sohlenlänge (L) in cm	14	16,5	19
Höhe in cm	17,8	20,3	22,9
Farbe	wahlweise rot, grün, blau		

# Walker classic / Walker classic low

Art. Nr. 573  
 HMV-Nr. 23.06.01.0xxx

## Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen (ohne Gelenk) für Erwachsene in zwei verschiedenen Höhen

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung.

Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageigenschaften.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene  
Walker classic



Erwachsene  
Walker classic low


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

Größentabelle  
 Walker classic / Walker classic low Erwachsene

Größe	XS	S	M	L
Schuhgröße	30 - 33	34 - 38	38 - 42	43 - 46
Sohlenlänge (L) in cm	21,3	23,8	26,7	29,6
Höhe in cm, Walker classic	30	43	43	43
Höhe in cm, Walker classic low	24	24	25	25



## Walker One Piece

Art. Nr. 572

HMV-Nr. 23.06.01.0xxx

### Unterschenkel-Orthese mit seitlichen Schienen ohne Gelenk

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung.

Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften. Die seitliche Führung ist aus einem Stück gefertigt und bietet somit eine höhere Stabilität.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle

#### Walker One Piece

Erwachsene

Größe	S	M	L
Schuhgröße	34 - 38	38 - 42	43 - 46
Sohlenlänge (L) in cm	23,8	26,7	29,6
Höhe in cm	43		

# Walker ROM

Art. Nr. 575  
 HMV-Nr. 23.06.02.0xxx

## Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen mit Gelenk

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung.

Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Größentabelle Walker ROM

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L
Schuhgröße	30 - 33	34 - 38	38 - 42	43 - 46
Sohlenlänge (L) in cm	21,3	23,8	26,7	29,6
Höhe in cm	30	43	43	43

## Walker air

Art. Nr. 574

HMV-Nr. 23.06.01.0xxx

### Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen ohne Gelenk mit Luftposter

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung. Alle Walker können auch mit zusätzlichen Einlegekeilen eingesetzt werden.

Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften. Mit Luftpolsterung für eine maximale Anpassung an den Unterschenkel mit einstellbarer Kompression.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

### Größentabelle Walker air

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L
Schuhgröße	30 - 33	34 - 38	38 - 42	43 - 46
Sohlenlänge (L) in cm	21,3	23,8	26,7	29,6
Höhe in cm	30	43	43	43

# Walker ROM air

Art. Nr. 576  
 HMV-Nr. 23.06.02.0xxx

## Unterschenkelorthese mit seitlichen Schienen mit Gelenk und Luftpolster

Nyloninnenschuh mit Baumwollfütterung. Klettverschlüsse für die optimale individuelle Anpassung an Schwellungszustände, physiologisches Gangbild durch Abrollsohle.

Problemlose Wundinspektion, einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften. Mit Luftpolsterung für eine maximale Anpassung an den Unterschenkel mit einstellbarer Kompression.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- Arthropathie oder Neuropathie
- trophische Störungen (Ulcera, Gangrän)
- Wund- und Knochenheilungsstörungen
- nach operativ versorgten Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- OSG-Luxationsfrakturen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Nachbehandlung von Talus-, Calcaneus- und Innenknöchelfrakturen
- Stressfrakturen der Tibia und Fibula
- stabile distale Tibia- und Fibula-Frakturen
- zur frühfunktionellen Therapie bei Achillessehnenruptur bei konservativer oder postoperativer Behandlung
- nach Bandrefixationen und Peronealsehnen-Luxationen
- Arthritis, z. B. Infektarthritis, Gicht

### Wirkungsweise

- stabilisierend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

**3-Schicht-Baumwollmischgewebe**  
 hohe Materialdichte  
 sehr stabil  
 strapazierfähig  
 besonders hautfreundlich  
 wärmend  
 latexfrei

### Größentabelle Walker ROM air

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L
Schuhgröße	30 - 33	34 - 38	38 - 42	43 - 46
Sohlenlänge (L) in cm	21,3	23,8	26,7	29,6
Höhe in cm	30	43	43	43





# SPRUNGGELLENK



Erwachsene



## Castcare

Sprunggelenksorthese, anatomisch geformte Schale mit rückformbarem Schaumstoff

S. 70



## Malleocare plus

Aktivbandage für die muskuläre Sprunggelenksstabilisierung mit zwei Pelotten

S. 71





## Castcare

Art. Nr. 561

HMV-Nr. 23.02.02.0036

### Sprunggelenksorthese, anatomisch geformte Schale mit rückformbarem Schaumstoff

Rückformbarer Schaumstoff sorgt für optimalen Tragekomfort in der Rehabilitationsphase. Flexible Umfanganpassung durch variable Klettverschlüsse. Das Gehen wird nicht beeinträchtigt. Die Orthese lässt sich auch sehr gut mit Schuhen tragen.

Farbe wie abgebildet.



Kinder



Erwachsene

#### Indikation

- Abkürzung der Gipsphase
- Stabilisierung des Sprunggelenkes
- Bandverletzungen (Fiburale Bandruptur)
- OSG-Distorsionen
- Supinations- und/oder Außenrotationstraumata
- stabile Außenknöchelfrakturen

#### Wirkungsweise

- Stabilisierung und Unterstützung im Sprunggelenksbereich

#### Maßnahmen

##### Für jeden Umfang geeignet

Zwei Ausführungen: Für Kinder und Erwachsene

#### Materialhinweise

##### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

Größentabelle  
Castcare



Erwachsene

Größe

uni

uni

# Malleocare plus

Art. Nr. 562  
 HMV-Nr. 05.02.01.0077  
 PZN: vorhanden

## Aktivbandage für die muskuläre Sprunggelenksstabilisierung mit zwei Pelotten

Die Aktivbandage hilft dabei, das Gelenk zu stabilisieren und die Schmerzen zu lindern und unterstützt den Abbau von Blutergüssen. Bei jeder Bewegung entsteht durch die Pelotte ein Massageeffekt, der die Durchblutung aktiviert. So werden Schwellungsneigungen reduziert bzw. Schwellungen schneller zurück gebildet und der Heilungsprozess beschleunigt.

Ausgezeichneter Tragekomfort durch hoch elastisches Gewebe, kein Verrutschen.

Farbe wie abgebildet.



### Indikation

- Reizzustände (postoperativ und posttraumatisch), z. B. nach Distorsionen
- Arthrose / Arthritis
- rezidivierende Gelenkergüsse, Schwellungen
- Bänderschwäche
- Fibromyalgie (Tendomyopathie)
- nach Gipsverband

### Wirkungsweise

- stabilisierend
- entlastend
- schmerzlindernd
- verspannungslösend
- massierend
- heilungsfördernd

### Maßnahmen



**Messpunkt:**  
Fesselumfang

### Materialhinweise

**3-Schicht-Kunststoffmischgewebe**  
 atmungsaktiv  
 elastisch  
 hauffreundlich  
 pflegeleicht  
 Pads: 100% Silikon  
 latexfrei

### Größentabelle Malleocare plus



Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Umfang in cm	17 - 19	19 - 22	22 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29
Seite	links oder rechts		links oder rechts			



# FUSS



Erwachsene



## Universal-Kindersandale / Universal-Kinderschuh

Kinderschuh mit stabiler Sohle, offen an Zehen, Kindersandale zusätzlich offen an Ferse

S. 74



## Vorfußentlastungsschuh

Vorfußentlastungsschuh zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes

S. 75



## Universal- / Post-OP-Schuh

Universalschuh mit stabiler Sohle

S. 76



## Gipsverbandschuh

Schuh mit stabiler Sohle und Knöchelfixierung

S. 77



## Universal-Kindersandale

Art. Nr. 582

HMV-Nr. 31.03.03.4xxx

## Universal-Kinderschuh (ohne Abb.)

Art. Nr. 585

HMV-Nr. 31.03.03.4xxx

**Kindersandale/-schuh mit stabiler Sohle, leicht gerundet, mit mittelharter Schaumstoffauflage, offen an den Zehen. Art. Nr. 585 ist an der Ferse geschlossen, Art. Nr. 582 ist offen.**

Kindersandale und -schuh überzeugen durch einfache Handhabung und angenehme Trageigenschaften und sind auch bei großen Verbänden sehr gut tragbar. Durch die Klettverschlüsse lassen sich Sandale und Schuh mühelos anpassen.

Sandale und Schuh sind in rot, grün oder blau erhältlich.




### Indikation

- nach Hallux Valgus
- Frakturen der Zehen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel

### Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes nach Operationen und bei Wunden

### Maßnahmen



**L = Sohlenlänge**

### Materialhinweise

#### 3-Schicht-Baumwollmischgewebe

hohe Materialdichte  
sehr stabil  
strapazierfähig  
besonders hautfreundlich  
wärmend  
latexfrei

Größentabelle  
Universal-Kinderschuh



Größe	XXS	XS	S	M
Schuhgröße	15 - 19	20 - 23	23 - 26	27 - 30
Länge (L) in cm	11,4	14	16,5	19
Farbe	wahlweise rot, grün, blau			



# Vorfußentlastungs- schuh

Art. Nr. 581

HMV-Nr. 31.03.03.5073

## Schuh zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes

Der Schuh verfügt über eine durchgehende Sohle und schützt den Vorfuß von der Unterseite. Es erfolgt eine optimale Druckverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß. Die weite Öffnungsmöglichkeit sorgt für einen bequemen Einstieg. Die Einstellung der Breite ist durch Klettverschlüsse variabel einstellbar.

Zehenschutz als Zubehör erhältlich.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- nach Hallux Valgus
- Hammerzehen- und Krallenzehenoperationen
- zur Abheilung von Vorfußulzerationen

### Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes nach Operationen und bei Wunden

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

**Nylon**  
elastisch  
luftdurchlässig (kein Schwitzen)  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
latexfrei

### Größentabelle Vorfußentlastungsschuh

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Schuhgröße	33 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 48
Länge (L) in cm	23	24,8	27,3	29	31



# Universal- / Post-OP-Schuh

Art. Nr. 583

HMV-Nr. 31.03.03.4xxx

## Universalschuh mit stabiler Sohle und mittelharter Schaumstoffauflage

Der Universal-/Post-OP-Schuh überzeugt durch einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften und ist auch bei großen Verbänden sehr gut tragbar. Durch die Klettverschlüsse lässt sich der Schuh mühelos anpassen.

Zehenschutz als Zubehör erhältlich.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- nach Hallux Valgus
- Frakturen der Zehen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel

### Wirkungsweise

- druckentlastend, stoßhemmend

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

#### Nylon

elastisch  
luftdurchlässig (kein Schwitzen)  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
latexfrei

### Größentabelle

#### Universal-/PostOP-Schuh

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Schuhgröße	32 - 35	35 - 38	38 - 41	41 - 44	44 - 47
Länge (L) in cm	22,5	24,4	26,3	28,6	30,5

# Gipsverbandschuh

Art. Nr. 584

HMV-Nr. 31.03.03.4xxx

## Schuh mit stabiler Sohle und mittelharter Schaumstoffauflage sowie Knöchelfixierung

Der Gipsverbandschuh überzeugt durch einfache Handhabung und angenehme Trageeigenschaften und ist auch bei großen Verbänden sehr gut tragbar. Die Knöchelfixierung sorgt für zusätzlichen Halt. Durch die Klettverschlüsse lässt sich der Schuh mühelos anpassen.

Zehenschutz als Zubehör erhältlich.

Farbe wie abgebildet.



Erwachsene


### Indikation

- nach Hallux Valgus
- Frakturen der Zehen
- Verletzungen des Vor- und Mittelfußes sowie der Fußwurzel
- Ödeme

### Wirkungsweise

- Entlastung des Vorfußes nach Operationen und Wunden

### Maßnahmen



L = Sohlenlänge

### Materialhinweise

**Nylon**  
elastisch  
luftdurchlässig (kein Schwitzen)  
hautfreundlich  
pflegeleicht  
latexfrei

### Größentabelle Gipsverbandschuh

Erwachsene

Größe	XS	S	M	L	XL
Schuhgröße	33 - 36	36 - 38	39 - 42	42 - 45	45 - 50
Länge (L) in cm	22,8	24,2	26,8	28,5	33,4

# ALLGEMEINE ZAHLUNGS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER INOCARE MEDICAL GMBH (Geltungsbereich: Deutschland)

## § 1 Allgemeines

**1.1** Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

**1.2** Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.

## § 2 Angebote und Aufträge

**2.1** Unsere Angebote sowie Daten in unseren Preislisten sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

**2.2** Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören bzw. dem Kunden zugänglich gemacht werden, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns können sie verbindlicher Vertragsinhalt werden. Insbesondere begründen derartige Unterlagen keine Garantiehaftung.

## § 3 Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit

**3.1** Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

**3.2** Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder er Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

## § 4 Preise

Unsere Preise verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

## § 5 Lieferzeit

**5.1** Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von drei Tagen nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

**5.2** Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

**5.3** Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

## § 6 Versand / Versandkosten

**6.1** Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Wir sind nicht verpflichtet, für eine Transportversicherung zu sorgen.

**6.2** Bei einem Nettoauftragswert von unter 250,00 € berechnen wir eine Versandkostenpauschale. Ab 250,00 € Nettoauftragswert je Bestellung liefern wir versandkostenfrei.

**6.3** Bei speziellen Versandwünschen des Kunden (z. B. Nachnahme, Express, Samstagzustellung u. ä.) werden die uns entstehenden Kosten an den Kunden weiterberechnet.

**6.4** Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, die einzeln berechnet werden.

## § 7 Zahlung

**7.1** Unsere Rechnungen werden generell elektronisch oder auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden per Briefpost versendet und sind innerhalb von 20 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum kann der Kunde 2% Skonto vom Rechnungsbetrag abziehen. Entscheidend ist hierbei der Zahlungseingang auf unserem Konto. Wir behalten uns vor, unberechtigten Skontoabzug nachzufordern.

**7.2** Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 3 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

**7.3** Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

**7.4** Wir behalten uns vor, bei Zahlungsverzug Mahngebühren zu berechnen.

**7.5** Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstrittig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

## § 8 Retouren

**8.1** Muster- und Auswahlsendungen können unter Beifügung von Lieferschein und/oder Rechnung innerhalb der vereinbarten Frist zurückgesendet werden. Sofern sich die Ware in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand befindet und die Rücksendung ausreichend frankiert wird, wird für derlei Retouren keine Kostenpauschale erhoben.

**8.2** Für Retouren im Rahmen der Gewährleistung gilt § 9 dieser AGB.

**8.3** Retouren außerhalb der Gewährleistung werden grundsätzlich nur nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung unter Beifügung von Lieferschein und/oder Rechnung entgegengenommen, wobei wir auch hier den einwandfreien Zustand voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht bei solchen Retouren behalten wir uns vor, insbesondere wenn der Zeitpunkt der Abnahme mehr als sechs Monate zurückliegt. Bei Gutschrift solcher Retouren erheben wir eine Wiedereinlagerungspauschale von mindestens 20% für Bearbeitung, Verpackung usw. Je nach Zustand kann dieser Satz höher ausfallen, bis zu 100%. Der Kunde hat das Recht, die Ware wieder zurückzuverlangen, falls für die Bearbeitung mehr als 20% einbehalten werden. Die hierfür entstehenden Versandkosten gehen zu Lasten des Kunden.

## § 9 Gewährleistung/Haftung

**9.1** Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren Eigenschaften zu untersuchen. Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie nicht unverzüglich i. S. von § 377 HGB uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden.

**9.2** Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

**9.3** Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

**9.4** Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

**9.5** Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

**9.6** Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**9.7** Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

**9.8** Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in § 7 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers betroffen ist.

**9.9** Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

## § 10 Eigentumsvorbehalt

**10.1** Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat.

**10.2** Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

**10.3** Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

## § 11 Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz unseres Unternehmens, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

## § 12 Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditchutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Abschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

## § 13 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.





**inocare Medical GmbH**  
Industriestraße 42  
D-74927 Eschelbronn

Tel.: +49 6226 7873 222  
Fax: +49 6226 7873 224

Mail: [info@inocare.de](mailto:info@inocare.de)  
[www.inocare.de](http://www.inocare.de)

